

Hjärtstartare Mediana A16

Mediana A16 är en säker och lätthanterlig hjärtstartare som ger tydliga instruktioner och kräver ingen utbildning.



Hjärtstartaren är enkel att använda och ger användaren tydliga instruktioner

När man startar enheten ger den användaren lättförståeliga instruktioner. Elektroderna går snabbt och enkelt att fästa på patienten. Enheten analyserar patientens tillstånd och ger en strömstöt bara om det är nödvändigt. Mediana A16 skadar aldrig patienten.

Mediana A16, fördelar

› Elektroderna passar både barn (över 1 år) och vuxna, vilket innebär att det inte krävs särskilda elektroder för barn.

› Enheten ger instruktioner på tre språk; finska, svenska och engelska. Du byter språk genom att trycka på en knapp.

› Enheten finns i en automatisk och en halvautomatisk version.

› Livscykelkostnaderna är mycket låga. Förbrukningsartiklarna har hög livslängd (batteri 5 år, elektroder 3 år).

› Enheten har en automatisk självtestfunktion, så att du alltid har garanti för att den fungerar korrekt. Eventuella problem anges på displayen.



Kontakta oss:
Telefon: 010-45 20 000

presto.se





Teknisk information

Hjärtstartare	Vågform	BTE (bifasisk trunkerad exponentiell, Biphasic Truncated Exponential) vågform (impedanskompensation)
	Energi	Vuxen: 170–195 J ($\pm 5\%$) Barn: 44–51 J ($\pm 5\%$)
	Driftsätt	Halvautomatisk, helautomatisk
Fysiska egenskaper	Storlek	200 × 286,5 × 90 mm (B × H × D)
	Vikt	Cirka 1,95 kg inklusive batteri
Omgivning	Temperatur	0–43 °C
	Kapslingsklass mot vatten och damm	IP55 (IEC 60529)
	Anmärkning:	I standbyläget utför hjärtstartaren regelbundet ett självtest med hjälp av strömmen från det installerade batteriet.
Självtest	Temperatur	0–43 °C
	Frekvens	Var 24:e timme, varje vecka, varje månad. Självtest av strömanslutning, självtest av batteriinstallation
	Testresultat	Displayen visar "O"/"X"
	Anmärkning:	Självtestet startar endast när ett batteri har installerats i enheten.
Elektroder	Lagringstid	Se bruksanvisningen för elektroderna
	Elektroder	Engångselektroder
	Placering	Vuxen: Anterolateralt Barn: Anteroposteriort
Batteri	Typ	LiMnO ₂ , engångsbruk, galvanisk cell med lång livslängd
	Spänning/kapacitet	15 V, 3 000 mAh
	Livslängd i standbyläge (installerad i hjärtstartaren)	5 år från tillverkningsdatum. Minst 200 strömstötar (borträknat PPE-perioder mellan defibrilleringstötar) eller 6 timmars användningstid vid 20 °C